

Technisches Datenblatt Handschuhe Gloovies+ super lotion

Eigenschaften:

Material: nicht steril, puderfreier Latex Handschuh,
Einmalhandschuh mit Vitamin E
angereichert, geringe Hautreaktion

Zusammensetzung:

Zusammensetzung der Handschuhe: Naturlatex
Schwefel
Zinkoxide
Titandioxid
ZDEC
ZDBC
ZMBT
Antioxidans
Vitamin E angereichert
Lanolin

CAS Nr.: nicht anwendbar

IATA/ICAO: nicht anwendbar

D.O.T.: nicht anwendbar

Maßnahme zur Brandbekämpfung:

Blitzschlag: nicht anwendbar

Löschmittel: Schaum, Kohlendioxid, Wasser

Stabilität & Reaktion:

Stabilität & Reaktivität: stabil

Vermeidung von: Sonnenlicht, UV-Licht, Hitze

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Schwefeldioxid, Kohlenstoffdioxid

Schutzmaßnahmen:

Lüftungsanlage: unter normalen Bedingungen nicht
anwendbar

Ausrüstung: nicht anwendbar

Physikalische & Chemische Eigenschaften: nicht anwendbar

Toxikologische Informationen: nicht anwendbar

Ökologische Informationen: nicht anwendbar

Verfügbare Überlegungen: kann normal entsorgt werden

Transport Informationen: nicht anwendbar

Regulatorische Informationen: nicht anwendbar

Erste Hilfe Maßnahmen:

Geräte: nicht anwendbar

Verschütten / Aufräumen: nicht anwendbar

Augenkontakt: nicht anwendbar

Hautkontakt: diese Handschuhe sollten weder von Personen getragen werden, die gegen Naturlatex allergisch sind, noch von Personen, die gegen Latex empfindlich sind. Ziehen Sie die Handschuhe sofort aus, wenn Symptome wie Hautausschläge, Juckreiz, Brennen, Blutergüsse, Atemnot und Schwindel auftreten. Die Hände mit viel Wasser waschen und einen Arzt konsultieren.

Handhabung & Lagerung:

Handhabung: vermeiden Sie den direkten Kontakt von Lösungsmitteln auf Erdölbasis

Lagerung: von Sonnenlicht, Hitze und Lösungsmitteln fernhalten, kühl und trocken lagern

Die hier angegebenen Daten basieren auf aktuellem Wissen und Erfahrungen.
Dieses technische Datenblatt dient zur Beschreibung des Produktes, im Hinblick auf seine Sicherheitsanforderungen.
Die Daten bedeuten keine Gewährleistung, hinsichtlich der Produkteigenschaften.