

## Technisches Datenblatt Handschuhe Gloovies+ super nitril

### Eigenschaften:

Material: nicht steril, puderfreier Nitril Handschuh,  
für beide Hände, Einmalhandschuh,  
geringe Hautreaktion

### Zusammensetzung:

Zusammensetzung der Handschuhe: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk  
Schwefel  
Zinkoxide  
Zink-Di-n-butylthiocarbamat  
Wachsemulsion  
schwarze Oxide

CAS Nr.: nicht anwendbar

IATA/ICAO: nicht anwendbar

D.O.T.: nicht anwendbar

### Maßnahme zur Brandbekämpfung:

Blitzschlag: nicht anwendbar

Löschmittel: Schaum, Kohlendioxid, Wasser

### Stabilität & Reaktion:

Stabilität & Reaktivität: stabil

Vermeidung von: Sonnenlicht, UV-Licht, Hitze

Nicht kompatibles Material: hochpolares Lösungsmittel wie  
Methylethylketon, Aceton

Gefährliche Zersetzungsprodukte: bei einem Brand können diese Produkte  
schwarzen Rauch entwickeln.  
Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxide,  
aromatische / aliphatische  
Kohlenwasserstoffe

### Schutzmaßnahmen:

Lüftungsanlage: unter normalen Bedingungen nicht  
anwendbar

Ausrüstung: nicht anwendbar

**Erste Hilfe Maßnahmen:**

Geräte: nicht anwendbar

Verschütten / Aufräumen: nicht anwendbar

Augenkontakt: nicht anwendbar

Hautkontakt: ziehen Sie die Handschuhe aus, wenn ein Ausschlag oder andere Anzeichen von Unbehagen auftreten sollten. Hände mit reichlich Wasser abwaschen. Konsultieren Sie einen Arzt.

**Handhabung & Lagerung:**

Handhabung: nicht anwendbar

Lagerung: von Sonnenlicht, Hitze und Lösungsmitteln fernhalten, kühl und trocken lagern

Die hier angegebenen Daten basieren auf aktuellem Wissen und Erfahrungen.  
Dieses technische Datenblatt dient zur Beschreibung des Produktes, im Hinblick auf seine Sicherheitsanforderungen.  
Die Daten bedeuten keine Gewährleistung, hinsichtlich der Produkteigenschaften.