

Technisches Datenblatt Handschuhe Gloovies+ super nitril pure

Eigenschaften:

Material: nicht steril, puderfreier Nitril Handschuh, blau, für beide Hände, Einmalhandschuh, geringe Hautreaktion

Zusammensetzung:

Zusammensetzung der Handschuhe: Butadienacrylnitril -Vulkanisat
Zink Oxide
Kaliumhydroxid
Titandioxid
Farbpigmente

CAS Nr. nicht anwendbar

IATA/ICAO Gefahrenbewertung: nicht anwendbar

D.O.T. Bewertung: nicht anwendbar

Maßnahme zur Brandbekämpfung:

Blitzschlag: nicht anwendbar

Löschmittel: Schaum, Trockenpulver, Wasser

Stabilität & Reaktion:

Stabilität: stabil

Vermeidung von: nicht anwendbar

Unverträgliches Material: nicht anwendbar

Zersetzungsprodukt: SO² - Schwefeldioxid
CO² - Kohlenstoffdioxid

Erste Hilfe Maßnahmen:

Geräte:	nicht anwendbar
Verschütten / Aufräumen:	nicht anwendbar
Augenkontakt:	nicht anwendbar
Hautkontakt:	ziehen Sie die Handschuhe aus, wenn ein Ausschlag oder andere Anzeichen von Unbehagen auftreten sollten. Hände mit reichlich Wasser abwaschen. Konsultieren Sie einen Arzt.

Handhabung & Lagerung:

Handhabung:	direkte Sonneneinstrahlung vermeiden Fernhaltung von Leuchtstofflampen, Röntgengeräte sowie Geräte, die Ozon erzeugen
Lagerung:	von Sonnenlicht, Hitze und Feuchtigkeit fernhalten, kühl und trocken lagern die Handschuhe nicht mit organischen Lösungsmitteln aufbewahren, da diese die Handschuhe beeinträchtigen könnten.

Die hier angegebenen Daten basieren auf aktuellem Wissen und Erfahrungen.
Dieses technische Datenblatt dient zur Beschreibung des Produktes, im Hinblick auf seine Sicherheitsanforderungen.
Die Daten bedeuten keine Gewährleistung, hinsichtlich der Produkteigenschaften.