

## Technisches Datenblatt Handschuhe Gloovies+ super double

### Eigenschaften:

Material: nicht steril, puderfreier Latex Handschuh, für beide Hände, Einmalhandschuh, geringe Hautreaktion, Doppelchlorierung

### Zusammensetzung:

Zusammensetzung der Handschuhe: Naturlatex  
Schwefel  
Zinkoxide  
Titandioxid  
ZDEC  
ZDBC  
ZMBT  
Antioxidans  
Dispergier Mittel  
Ozonschutzmittel

CAS Nr.: nicht anwendbar

IATA/ICAO: nicht anwendbar

D.O.T.: nicht anwendbar

### Maßnahme zur Brandbekämpfung:

Blitzschlag: nicht anwendbar

Löschmittel: Schaum, Kohlendioxid, Wasser

### Stabilität & Reaktion:

Stabilität & Reaktivität: stabil

Vermeidung von: Sonnenlicht, UV-Licht, Hitze

Nicht kompatibles Material: Lösungsmittel auf Mineralölbasis (Schwefelsäure 98%, Diethylphthalat, Methyl Methacrylate)

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Schwefeldioxid, Kohlenstoffdioxid

### Schutzmaßnahmen:

Lüftungsanlage: unter normalen Bedingungen nicht anwendbar

Ausrüstung: nicht anwendbar

Physikalische & Chemische Eigenschaften: nicht anwendbar

**Erste Hilfe Maßnahmen:**

Geräte: nicht anwendbar

Verschütten / Aufräumen: nicht anwendbar

Augenkontakt: nicht anwendbar

Hautkontakt: diese Handschuhe sollten weder von Personen getragen werden, die gegen Naturlatex allergisch sind, noch von Personen, die gegen Latex empfindlich sind. Ziehen Sie die Handschuhe sofort aus, wenn Symptome wie Hautausschläge, Juckreiz, Brennen, Blutergüsse, Atemnot und Schwindel auftreten. Die Hände mit viel Wasser waschen und einen Arzt konsultieren.

**Handhabung & Lagerung:**

Handhabung: vermeiden Sie den direkten Kontakt von Lösungsmitteln auf Erdölbasis

Lagerung: von Sonnenlicht, Hitze und Lösungsmitteln fernhalten, kühl und trocken lagern

Die hier angegebenen Daten basieren auf aktuellem Wissen und Erfahrungen.  
Dieses technische Datenblatt dient zur Beschreibung des Produktes, im Hinblick auf seine Sicherheitsanforderungen.  
Die Daten bedeuten keine Gewährleistung, hinsichtlich der Produkteigenschaften.