

Technisches Datenblatt Handschuhe Gloovies+ super nitril smoothie

Eigenschaften:

Material: nicht steril, puderfreier Nitril Handschuh,
hellblau, für beide Hände,
Einmalhandschuh

Zusammensetzung:

Zusammensetzung der Handschuhe: Butadienacrylnitril -Vulkanisat
Zink Oxide
Schwefel
Titandioxid
ZDEC
Farbpigmente
Multivitamin
Lanolin

CAS Nr. nicht anwendbar

IATA/ICAO Gefahrenbewertung: nicht anwendbar

D.O.T. Bewertung: nicht anwendbar

Maßnahme zur Brandbekämpfung:

Blitzschlag: nicht anwendbar

Löschmittel: Schaum, Trockenpulver, Wasser

Stabilität & Reaktion:

Stabilität: stabil

Vermeidung von: Sonnenlicht, UV-Licht und Hitze

Unverträgliches Material: Petroleum basierend auf Lösungsmitteln

Zersetzungsprodukt: SO² - Schwefeldioxid
CO² - Kohlenstoffdioxid

Erste Hilfe Maßnahmen:

| | |
|--------------------------|---|
| Geräte: | nicht anwendbar |
| Verschütten / Aufräumen: | nicht anwendbar |
| Augenkontakt: | nicht anwendbar |
| Hautkontakt: | ziehen Sie die Handschuhe aus, wenn ein Ausschlag oder andere Anzeichen von Unbehagen auftreten sollten. Hände mit reichlich Wasser abwaschen. Konsultieren Sie einen Arzt. |

Handhabung & Lagerung:

| | |
|-------------|--|
| Handhabung: | direkten Kontakt mit Petroleum basierenden Lösungsmitteln vermeiden |
| Lagerung: | vom Sonnenlicht, Hitze und Petroleum Produkten fernhalten, kühl und trocken lagern der Abbau des Produkts kann durch Ozonwirkung und längerer Exposition mit UV-Licht beschleunigt werden |

Die hier angegebenen Daten basieren auf aktuellem Wissen und Erfahrungen.
Dieses technische Datenblatt dient zur Beschreibung des Produktes, im Hinblick auf seine Sicherheitsanforderungen.
Die Daten bedeuten keine Gewährleistung, hinsichtlich der Produkteigenschaften.