

## Technisches Datenblatt Handschuhe Gloovies+ super grip

### Eigenschaften:

Material: nicht steril, puderfreier Latex Handschuh,  
für beide Hände, Einmalhandschuh

### Zusammensetzung:

Zusammensetzung der Handschuhe: natureller Gummilatex  
Schwefel  
Beschleuniger  
Zinkoxid  
Kalium Hydroxid  
Titandioxid

### Maßnahme zur Brandbekämpfung:

Blitzschlag: nicht anwendbar  
Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Wasser  
Entflammbar: nicht anwendbar  
Spezielle Anwendung zur Brandbekämpfung: Feuerwehrleute sollten  
Sicherheitsschuhe, Handschuhe und  
Körperanzüge sowie ein Umluft  
unabhängiges Atemschutzgerät tragen

### Stabilität & Reaktion:

Stabilität & Reaktivität: nicht anwendbar  
Unbeabsichtigte Freisetzungsmaßnahmen: nicht anwendbar  
Expositionskontrolle: nicht anwendbar  
Physikalische & Chemische Eigenschaften: nicht anwendbar  
Toxikologische Informationen: nicht anwendbar  
Ökologische Informationen: nicht anwendbar  
Verfügbare Überlegungen: kann normal entsorgt werden  
Transport Informationen: nicht anwendbar  
Regulatorische Informationen: nicht anwendbar

**Erste Hilfe Maßnahmen:**

Geräte:	nicht anwendbar
Verschütten / Aufräumen:	nicht anwendbar
Augenkontakt:	nicht anwendbar
Hautkontakt:	bei Hautausschlägen oder anderen Beschwerden, ziehen Sie die Handschuhe sofort aus und waschen die Hände mit viel Wasser. Konsultieren Sie einen Arzt.

**Handhabung & Lagerung:**

Handhabung:	längere Einwirkung von Luft vermeiden, nicht für chirurgische Eingriffe geeignet
Lagerung:	von Sonnenlicht, Hitze und Feuchtigkeit, Röntgengeräten fernhalten, kühl und trocken lagern

Die hier angegebenen Daten basieren auf aktuellem Wissen und Erfahrungen.  
Dieses technische Datenblatt dient zur Beschreibung des Produktes, im Hinblick auf seine Sicherheitsanforderungen.  
Die Daten bedeuten keine Gewährleistung, hinsichtlich der Produkteigenschaften.