

Technisches Datenblatt Handschuhe Gloovies+ super peppermint

Eigenschaften:

Material: nicht steril, puderfreier Latex Handschuh, grün, für beide Hände, Einmalhandschuh, geringe Hautreaktion, Zitronen / Pfefferminz Duft

Zusammensetzung:

Zusammensetzung der Handschuhe: Naturlatex
Schwefel
Zinkoxide
Titandioxid
ZDEC
ZDBC
ZMBT
Antioxidans
Vitamin E angereichert
Lanolin
Farbpigmente
Zitronen / Pfefferminz Duft

CAS Nr.: nicht anwendbar

IATA/ICAO: nicht anwendbar

D.O.T.: nicht anwendbar

Maßnahme zur Brandbekämpfung:

Blitzschlag: nicht anwendbar

Löschmittel: Schaum, Kohlendioxid, Wasser

Stabilität & Reaktion:

Stabilität & Reaktivität: stabil

Vermeidung von: Sonnenlicht, UV-Licht, Hitze

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Schwefeldioxid, Kohlenstoffdioxid

Schutzmaßnahmen:

Lüftungsanlage: unter normalen Bedingungen nicht anwendbar

Ausrüstung: nicht anwendbar

| | |
|--|-----------------------------|
| Physikalische & Chemische Eigenschaften: | nicht anwendbar |
| Toxikologische Informationen: | nicht anwendbar |
| Ökologische Informationen: | nicht anwendbar |
| Verfügbare Überlegungen: | kann normal entsorgt werden |
| Transport Informationen: | nicht anwendbar |
| Regulatorische Informationen: | nicht anwendbar |

Erste Hilfe Maßnahmen:

| | |
|--------------------------|---|
| Geräte: | nicht anwendbar |
| Verschütten / Aufräumen: | nicht anwendbar |
| Augenkontakt: | nicht anwendbar |
| Hautkontakt: | diese Handschuhe sollten weder von Personen getragen werden, die gegen Naturlatex allergisch sind, noch von Personen, die gegen Latex empfindlich sind. Ziehen Sie die Handschuhe sofort aus, wenn Symptome wie Hautausschläge, Juckreiz, Brennen, Blutergüsse, Atemnot und Schwindel auftreten. Die Hände mit viel Wasser waschen und einen Arzt konsultieren. |

Handhabung & Lagerung:

| | |
|-------------|---|
| Handhabung: | vermeiden Sie den direkten Kontakt von Lösungsmitteln auf Erdölbasis |
| Lagerung: | von Sonnenlicht, Hitze und Lösungsmitteln fernhalten, kühl und trocken lagern |

Die hier angegebenen Daten basieren auf aktuellem Wissen und Erfahrungen.
Dieses technische Datenblatt dient zur Beschreibung des Produktes, im Hinblick auf seine Sicherheitsanforderungen.
Die Daten bedeuten keine Gewährleistung, hinsichtlich der Produkteigenschaften.