

Technisches Datenblatt Mundschutz+ (weiß)

Produktbeschreibung: Mundschutz, Typ IIR, Medizinprodukt Klasse I
 Außenschicht: Spinnvlies
 Filter: Meltblown-Vlies
 Innere Schicht: Spinnvlies

Anwendungsbereich: Einmalgebrauch, nicht steril

Filtration and Comfort Information- NF EN 14683:2019 Type IIR							
TEST	REQUIRED LEVEL	LABORATORY	REPORT NUMBER	DATE OF REPORT	AVERAGE	MINIMUM VALUE	MAXIMUM VALUE
BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY: BFE (%)	≥ 98	NELSON	1320119-S01	18/08/2020	99,5	99,3	99,7
DELTA P (Pa/cm ²)	< 60	NELSON	1320119-S01	18/08/2020	47,4	44,9	49,3
SPLASH RESISTANCE (kPa)	≥ 16	NELSON	1320120-S01	06/08/2020	PASS		

Vorsichtsmaßnahmen:

Die Maske darf nur auf intakter Haut angewendet werden.
 Die Wiederverwendung oder längere Verwendung kann zu Infektionen oder Kreuzkontaminationen führen. Bitte beachten Sie Ihre nationalen Rechtsvorschriften zum Thema Entsorgung dieses Produkts nach dessen Verwendung.

Zertifizierungen und Standards:

Entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 in Bezug auf Medizinprodukte.
 Entspricht den geltenden harmonisierten Normen EN 14683. Hergestellt nach einem ISO 13485-zertifizierten System.

Lagerung:

Normale Konservierungs- und Lagerbedingungen: dürfen nicht Feuchtigkeit und Sonne ausgesetzt werden, müssen gelagert werden bei einer Temperatur zwischen 5°C und 40°C.
 Produktlebensdauer: 3 Jahre

Die hier angegebenen Daten basieren auf aktuellem Wissen und Erfahrungen.

Dieses technische Datenblatt dient zur Beschreibung des Produktes, im Hinblick auf seine Sicherheitsanforderungen. Die Daten bedeuten keine Gewährleistung, hinsichtlich der Produkteigenschaften.
 Herkunft des Produktes: China

