

## Technisches Datenblatt Handschuhe Gloovies+ super nitril EvoSoft

### Eigenschaften:

Material: nicht steril, puderfreier Nitril Handschuh,  
für beide Hände, Einmalhandschuh,  
geringe Hautreaktion

### Zusammensetzung:

Zusammensetzung der Handschuhe: synthetischer Nitrillatex  
Schwefel  
Zinkoxide  
Titandioxid  
ZDBC  
Kaliumhydroxid

CAS Nr.: nicht anwendbar

IATA/ICAO: nicht anwendbar

D.O.T.: nicht anwendbar

### Maßnahme zur Brandbekämpfung:

Blitzschlag: nicht anwendbar

Löschmittel: Schaum, Kohlendioxid, Wasser

### Stabilität & Reaktion:

Stabilität & Reaktivität: stabil

Vermeidung von: Sonnenlicht, UV-Licht, Hitze

Nicht kompatibles Material: Lösungsmittel auf Mineralölbasis  
(Schwefelsäure 98%, Diethylphthalat,  
Methyl Methacrylate)

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Schwefeldioxid, Kohlenstoffdioxid

### Schutzmaßnahmen:

Lüftungsanlage: unter normalen Bedingungen nicht  
anwendbar

Ausrüstung: nicht anwendbar

**Erste Hilfe Maßnahmen:**

Geräte:	nicht anwendbar
Verschütten / Aufräumen:	nicht anwendbar
Augenkontakt:	nicht anwendbar
Hautkontakt:	ziehen Sie die Handschuhe sofort aus, wenn Anzeichen von Unwohlsein auftreten. Die Hände mit viel Wasser waschen und einen Arzt konsultieren.

**Handhabung & Lagerung:**

Handhabung:	vermeiden Sie den direkten Kontakt von Lösungsmitteln auf Mineralölbasis
Lagerung:	von Sonnenlicht, Hitze und Lösungsmitteln fernhalten, kühl und trocken lagern

Die hier angegebenen Daten basieren auf aktuellem Wissen und Erfahrungen.  
Dieses technische Datenblatt dient zur Beschreibung des Produktes, im Hinblick auf seine Sicherheitsanforderungen.  
Die Daten bedeuten keine Gewährleistung, hinsichtlich der Produkteigenschaften.