

Technisches Datenblatt Handschuhe Gloovies+ super nitril lotion

Eigenschaften:

Material: nicht steril, puderfreier Nitril Handschuh, türkis und weiß, für beide Hände, Einmalhandschuh, geringe Hautreaktion

Zusammensetzung:

Zusammensetzung der Handschuhe: synthetischer Nitrillatex
Schwefel
Zinkoxide
Titandioxid
ZDBC
Kaliumhydroxid

CAS Nr.: nicht anwendbar

IATA/ICAO: nicht anwendbar

D.O.T.: nicht anwendbar

Maßnahme zur Brandbekämpfung:

Blitzschlag: nicht anwendbar

Löschmittel: Schaum, Kohlendioxid, Wasser

Stabilität & Reaktion:

Stabilität & Reaktivität: stabil

Vermeidung durch: Sonnenlicht, UV-Licht, Hitze

Nicht kompatibles Material: Lösungsmittel auf Mineralölbasis (Schwefelsäure 98%, Diethylphthalat, Methyl Methacrylate)

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Schwefeldioxid, Kohlenstoffdioxid

Schutzmaßnahmen:

Lüftungsanlage: unter normalen Bedingungen nicht anwendbar

Ausrüstung: nicht anwendbar

Erste Hilfe Maßnahmen:

Geräte:	nicht anwendbar
Verschütten / Aufräumen:	nicht anwendbar
Augenkontakt:	nicht anwendbar
Hautkontakt:	ziehen Sie die Handschuhe aus, wenn ein Ausschlag oder andere Anzeichen von Unbehagen auftreten sollten. Hände mit reichlich Wasser abwaschen. Konsultieren Sie einen Arzt.

Handhabung & Lagerung:

Handhabung:	vermeiden Sie den direkten Kontakt von Lösungsmitteln auf Mineralölbasis
Lagerung:	von Sonnenlicht, Hitze und Lösungsmitteln fernhalten, kühl und trocken lagern

Die hier angegebenen Daten basieren auf aktuellem Wissen und Erfahrungen.
Dieses technische Datenblatt dient zur Beschreibung des Produktes, im Hinblick auf seine Sicherheitsanforderungen.
Die Daten bedeuten keine Gewährleistung, hinsichtlich der Produkteigenschaften.